

## Qualitativer Passform Test Kit

URL



[https://ppe.page/anzeige/Head-protection/Respiratory-protection/Zubehoer/Qualitativer-Passform-Test-Kit\\_42794](https://ppe.page/anzeige/Head-protection/Respiratory-protection/Zubehoer/Qualitativer-Passform-Test-Kit_42794)

General information

**Produkt:**

Qualitativer Passform Test Kit

Anbieterswahl

Image not found or type unknown

**Produktbild**



## Beschreibung

### Qualitativer passform Test Kit

Qualitativer passform Test wird bei eng anliegender Atemschutzausrüstung, mit Ausnahme von Vollmasken, durchgeführt. Folgende JSP Produkte können mit diesem Test getestet werden:

[FilterSpec® und FilterSpec® Pro™](#)

[Geformte Einweg Staubmasken](#)

[Faltbare Einweg Staubmasken](#)

[Tradesman 2 und 3](#)

[Maximask 2000 Halbmaske \(mit Filtern\)](#)

Vollmasken können nicht getestet werden, weil die Testhaube für die Maske inklusive Filter nicht groß genug ist. Für das Testing dieses Produkts ist die Quantitative Methode anwendbar. (siehe unten).

Qualitative Passform Tests können nicht nur als Prüfverfahren benutzt werden, um festzustellen, ob Ihre Mitarbeiter angemessen geschützt werden, sondern bieten auch die Möglichkeit der Schulung der Mitarbeiter über richtige Anpassung des Atemschutzes. Staub- und Halbmasken erfüllen wegen mangelnder Sorgfalt und Anpassung oft nicht die Aufgabe, für die sie bestimmt sind. Die Abdichtung zwischen dem Gesicht und dem Rand der Maske ist das häufigste Problem. Ebenso gibt es auch Maskennutzer, die die Maske wiederaufsetzen nachdem sie auf dem Kopf oder um den Hals hängend getragen haben.

Der Test nutzt eine Haube, um eine kleine Prüfkammer um den Benutzerkopf zu kreieren, sowie eine Test-Lösung. Diese Test-Lösung hat einen bitteren Geschmack. Es ist die gleiche Art Lösung, die auf Kinderspielzeug oder Fingernägel aufgetragen wird, um das Kauen zu stoppen. Da der Test diese beiden einfachen Verbrauchsgegenstände nützt und entwickelt wurde, um durch den Arbeitgeber selbst durchgeführt werden zu können, ist das Test-Kit eine sehr kostengünstige Lösung für die Leistungsbewertung der ausgewählten Atemschutzausrüstung sowie Schulung im sachgerechten Umgang mit der Atemschutzmaske. - Dichtsitzprüfung (Fit-Test) - Dichtsitzprüfungs-Kit - FACEFIT - - - White - One Size -

[Weitere Informationen](#)

## Details zur Anzeige

Minimum order quantity: 1  
100000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>